

**KN95 Ohrschlaufen No-Powered Luftreinigungs-
Atemschutzgerät Einweg-Gesichtsschutz**

No-Powered air-purifying respirator

KN95 ear-loops disposable facepiece (dust mask)



— • Specifications • —

Material : non-woven , melt-blown fabric

Color : light blue , White , Black

Size : 108*155mm

Packages : Individual Wrapped Pack , 1 box contains 100pcs
1 carton contains 10 boxes



— • Descriptions • —

Protection guaranteed with over 99% bacterial filtration


Inner Layer

Spun-viscose non-woven, to absorb the hot breath from the body, making the skin dry and comfortable



Mid-Layer

Melt-Blown Fabric, to filter non-oily particles in the air



Outer layer

Spun-viscose non-woven, to effectively block droplet transmission



High elastic ear-loops

with no pressure to the ears

breathable and comfortable



3D design, fit the face



Test Report

检验报告

报告编号: No. 京证监检字(2015-017)

产品名称: 特种劳动防护用品
单元名称: 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

企业标准:
受检单位:
检验类别: 生产许可证检验
报告日期: 2015年12月30日

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

检验中心(北京)

检测结果总表

序号	检测项目	标准	结果
1	吸气阻力	≤120Pa	合格
2	呼气阻力	≤120Pa	合格
3	吸气流量	≥30L/min	合格
4	呼气流量	≥30L/min	合格
5	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
6	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
7	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
8	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
9	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
10	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
11	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
12	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
13	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
14	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
15	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
16	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
17	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
18	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
19	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
20	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
21	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
22	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
23	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
24	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
25	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
26	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
27	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
28	呼气流量阻力	≤120Pa	合格
29	吸气流量阻力	≤120Pa	合格
30	呼气流量阻力	≤120Pa	合格

检验员: 周宗文

All the test items are **qualified**

— • Fitting instructions • —


Step1:

Cup the respirator in your hand with the nasal splint up and away from you



Step2:

Position the respirator under your chin and pull the bottom strap around the neck below your ears



Step3:

Pull the top strap over your head resting it high at the top back of your head



Step4:

Place your fingertips of both hands at the middle of the nasal splint. Mould the nasal splint to the shape of your nose. Mould with a single hand may lead to bad seal of the respirator.



— • Take off instructions • —


Step1:

Slowly pull the straps away with your hand. Do not touch the contaminated surface of the mask



Step2:

Fold the mask in half



Step3:

Put the mask in the airtight bag and throw it into the trash bin





Warning !!!

The dust-proof effect will not be achieved by the wrong methods

