

# Borocilicate Baby Fütterung Glas Flasche beruhigen



## Produktdetails:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | SGHS16101203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material            | Hohe weiße Glas-Babyflasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MOQ                 | 5.000 Stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prozess             | maschinell hergestellte Glas-Babyflasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proben-Zeit         | 1,5 Tage bei Exist Form und Größe der Produkte<br>2,15 Tage wenn brauchen neue Form und Größe der Produkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktkapazität    | 500, 000 ~ 1, 000, 000 Stück. / Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lieferzeit          | Innerhalb von 35 Tagen nach der Probe und Auftrag bestätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zahlungsbedingungen | Anzahlung von 30 % durch T/T im Voraus und das Gleichgewicht gegen die Kopie von b/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Versand             | Meer, auf dem Luftweg geht von Express- und Ihr Spediteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Über das Produkt    | (1) dieses einzigartige System klinisch nachweislich zur Verringerung der Gas, Koliken und spuckte<br>2. Nurser Funktionen Flaschenhalter und Pre sterilisiert, Einweg-Liner, die Luft aus der Flasche und Ihr Baby System zu kollabieren reduziert Gas und Koliken<br>(3) nach jeder Fütterung wird der Liner verworfen, so gibt es eine Sache weniger zu reinigen,<br>BPA-frei;<br>4. hohe Qualität und fairen Preisen<br>5. treffen FDA, SGS, LFGB usw. testen.<br>6. Eco-friendly<br>(7) maschinell hergestellt |

## Produktfoto:







### Weitere Produkte:



### Kontaktieren Sie uns:



SUNNY

Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.

Kate Chen *(sales)*



sales35@Sunnyglassware.com



Sunnyglassware033



+86-755-25643419(ext.604)



+86-(0)137-1047-9011



137-1047-9011



Everything is going on, but don't give up trying.

[Zurück zu Startseite](#)

**Unternehmen zeigen:**





**Fabrik-Show:**



Package:





Shenzhen Sunny Glassware



[www.sunnyglassware.com](http://www.sunnyglassware.com)



Company show:







Certification:





# FDA, Dishwasher



## About us:







Weitere Informationen finden [Glas Flasche](#) oder Glaswaren,

Bitte besuchen Sie unsere Website: <http://www.okcandle.com/>

Oder hier kann Ihnen helfen, mehr über uns wissen: [Häufig gestellte Fragen](#)

[Zurück zu Startseite](#)