


Vaciar botella de medicina de vidrio ámbar pequeño

Product Details

Número de artículo.	SGYB16111005
Material	Material de vidrio ámbar
Encargarse de	hecho a máquina
Muestras de tiempo	1. 5 días si hay una forma y tamaño del vidrio 2. 15 días, si usted necesita una nueva forma y el vidrio del tamaño
embalaje	Embalaje normal, Embalaje Blister
Capacidad del producto	500,000 ~ 1,000,000 piezas por mes
El tiempo de entrega	Dentro de los 35 días posteriores a la muestra y en orden confirmado
Condiciones de pago	Depósito del 30% por T / T por adelantado y balance contra la copia de B / L
Envío	Por mar, por aire, por expreso y el agente de entrega aceptable
Características del producto	1. hecho a máquina ámbar Botellas de medicina de vidrio De alta calidad 2. Conveniente para el uso en hotel, casa, etc. 3. Este eco
Para su elección	1. Varios diseños y tamaños para la selección 2. Cualquier color pintado, frío, galvanoplastia, modelo del laser Cortador de proceso 3. Paquete especial como película del encogimiento, caja de regalo del color, caja de regalo blanca, etc. 4. Somos exclusivos de los empleados para el control de calidad 5. Tenemos un taller y un almacén profesionales para asegurar el plazo de expedición











Office & Sample Room



Factory Show





Modo de aplicación

1. Utilízelo bajo la dirección de un adulto
2. Lavándola con agua pura o hirviendo antes de usarla
3. No tocar el borde de una copa de cristal, tratar de tomar el fondo o manejarlo

Para más [Botellas de medicina de vidrio](#) O cualquier cristalería,

Por favor visita nuestro sitio web: <http://www.okcandle.com/>

O, puede ayudarle a aprender más sobre nosotros: [Preguntas más frecuentes](#)