

Bouteilles médicales en verre ambre



Product Details	
Numéro d'article.	SGYB16111004
Matériel	Matériel en verre ambre
Manipuler	fait à la machine
Échantillons de temps	1. 5 jours s'il existe une forme et une dimension du verre 2. 15 jours, si vous avez besoin d'une nouvelle forme et le verre de taille
Emballage	Emballage normal, Emballage sous blister
Capacité du produit	500 000 ~ 1 000 000 pièces par mois
Temps de livraison	Dans les 35 jours suivant l'échantillon et dans l'ordre confirmé
Modalités de paiement	Dépôt de 30% par T / T à l'avance et équilibre contre copie de B / L
Expédition	Par mer, par air, par exprès et agent de délivrance acceptable
caractéristiques du produit	1. fabriqué à la machine ambre Bouteilles de médicaments en verre De haute qualité 2. Convient pour l'usage dans l'hôtel, la maison, etc. 3. Cet éco
Pour votre choix	1. Différentes conceptions et tailles pour la sélection 2. Toute couleur peinte, froide, galvanoplastie, modèle laser Traitement de coupe 3. Paquet spécial comme film de rétrécissement, boîte de cadeau de couleur, boîte de cadeau blanche, etc. 4. Nous sommes exclus des employés pour le contrôle de la qualité 5. Nous avons un atelier et un entrepôt professionnel pour assurer le délai de livraison











Office & Sample Room



Factory Show





Mode d'emploi

1. Utilisez-le sous la direction d'un adulte
2. Laver avec de l'eau pure ou bouillante avant utilisation
3. Ne pas toucher le bord d'une tasse de verre, essayez de prendre le fond ou de le manipuler

Pour plus [Bouteilles de médicaments en verre](#) Ou toute verrerie,

Veuillez visiter notre site Web: <http://www.okcandle.com/>

Ou, peut vous aider à en savoir plus sur nous: [FAQ](#)