

Tazza di vetro a doppia parete per bere double parete di vetro cup



Product Details

Articolo n.	SGDS16030710
Materiale	vetro borosilicato
Colore	Chiaro
Mestiere	Soffiato a bocca
Tempo campioni	1. 5 giorni se all'uscita a forma e dimensioni di vetro 2. 15 giorni se bisogno di nuova forma o dimensione del vetro
Imballaggio	Imballaggio, 36pcs 24or nella scatola dell'esportazione, scatola con divisori in cartone normale
Capienza del prodotto	500, 000 ~ 1, 000, 000 pezzi al mese
Tempi di consegna	Entro 35 giorni dopo l'ordine confermato e campione
Termini di pagamento	deposito di 30% da T/T in anticipo e l'equilibrio contro la copia di b/l
Spedizione	Dal mare, da aria, da Express e il vostro spedizioniere è accettabile
Per le vostre scelte	1. qualsiasi stampa del logo sul corpo di vetro 2. qualsiasi colore verniciato, gelo, placcare, modello carver laser per la finitura 3. speciale pacchetto come shrink wrap, contenitore di regalo di colore, contenitore di regalo bianco ecc 4. Apra nuova muffa per il vetro, legno, plastica o metallo come ti piace 5. diverse dimensioni e forme soddisfano le vostre esigenze

Prodotti caldi consigli

- non far cadere il ghiaccio in loro prima. mettere il liquido nel primo.
- non utilizzare il dispenser automatico di ghiaccio su di loro. mettere il ghiaccio mano.
- Non usare cucchiaini di metallo (cucchiaini da tè di bambù sono anca ora comunque).
- lavare a mano, o se in lavatrice, top rack loro e lasciare spazio intorno a loro.

Avvertenze

-
1. birra, vino rosso, vino bianco, bevande o acqua calda non sia troppo pieno
 2. per evitare di ferire la mano dei bambini, si prega di metterlo nel posto dove non riescono a raggiungere
 3. evitare di far cadere, collisione e forte impatto
 4. non è disponibile per forno a microonde
 5. per impedire incrinamento, non metterlo sul fuoco aperto direttamente

Cosa possiamo fare per voi

1. diversi modelli e dimensioni per scelta, OEM/ODM disponibile
2. qualsiasi colore verniciato, gelo, placcare, carver laser modello di elaborazione
3. speciale pacchetto come shrink wrap, contenitore di regalo di colore, contenitore di regalo bianco ecc.
4. abbiamo lavoratori esclusivi per il controllo qualità.
5. abbiamo professionale officina e magazzino per garantire i tempi di consegna



More Product Pictures





Office & Sample Room



Certificazione

This is the first page of an FDA Form 1088a, titled 'Statement of Investigator'. It includes the Intertek logo, a header with 'Form 1088a' and 'Rev. 03-2010', and a section for 'Product Information'. A small image of a blue box with a white label is visible. The bottom of the page features a signature line with a red circular stamp and the page number 'Page 1 of 3'.This is the second page of the FDA Form 1088a. It contains a section for 'Investigator Information' and a large section for 'Investigator Statement'. The bottom of the page features a signature line with a red circular stamp and the page number 'Page 2 of 3'.This is the third page of the FDA Form 1088a. It contains a section for 'Investigator Statement' and a section for 'Investigator Signature'. The bottom of the page features a signature line with a red circular stamp and the page number 'Page 3 of 3'.