



Product Details

ID do produto	SGLYP15061620
Material	Alta vidro material branco
Crafts	Máquina de imprensa de vela de vidro jar
Tempo de fermentação	1. Os produtos existentes, tempo de amostra 5 dias 2. A necessidade de re-molde, o tempo da amostra de 15 dias
Pacote	Embalagens em geral, 48 / Carton
Capacidade	500.000 a 1.000.000 / mês
Prazo de entrega	35 dias após a confirmação da amostra e ordem
Termos de pagamento	T / T 30% no pagamento, pagar o saldo devedor para ver uma cópia do conhecimento de embarque
Transporte	Transporte marítimo, transporte aéreo, entrega expressa internacional; convidados de transitários designado
características do produto	1. máquina feita Vidro vela jar 2. Pode ser utilizado em hotéis, em casa, bar, etc. 3. Material Ambiental 4. Teste de FDA, teste CA65
Para que você possa escolher	1. satisfazer o seu design e tamanho diferente 2. Qualquer cor da tinta, geada, galvanoplastia, gravação a laser pode ser feito 3. fornecer embalagens especiais, como película de psiquiatra, caixa de presente cor, caixa de presente branca 4. Nós temos uma equipe dedicada de controle de qualidade para controlar a qualidade do produto 5. Nós temos bases de produção profissional e armazéns para garantir a entrega



More Product Pictures





[Similar Products Link](#)



Castiçal de vidro com logotipo da borboleta



copo de vidro castiçal


Office & Sample Room




Factory Show



Order Guide





Instruções:

1. Utilize este produto sob supervisão de um adulto
2. Antes de usar, por favor, limpar ou desinfetar o produto com água fervente
3. Por favor, não segure a borda do copo, suporte inferior ou aperto de mão

NOTAS:

1. Não instale demasiado cheia atenção para fluido
2. Mantenha as crianças fora do lugar intocável

3. Evite deixar cair, colisão
4. Não pode ser colocado em um forno de microondas, forno
5. Não coloque o produto em cima do fogo

Se você quiser saber mais **Castiçais** e outros produtos de vidro, você pode visitar o seguinte link:
<http://www.okcandle.com/> Ou visita **FAQ**